


# 4079 Elektroventil E50 DUO



4482 Windows Desktop Steuerung



2410 Stativ, groß



Start möglich über externen  
Schalter mit Notaus

## Beschreibung

Dosierung aus 50 ml DUO-Kartuschen 1:1

Antrieb über Getriebe-Servomotor mit Kugelumlaufspindel.

Unabhängige Kolbenbewegung.


Mischungsverhältnis frei wählbar über separat angesteuerte Spindelmotoren.

Ein Rückzug entspannt das Dosiermaterial in der Kartusche und verhindert dadurch ein Nachtropfen.

Einstellbare Parameter (Dosiermenge, Dosiergeschwindigkeit usw.) über Steuerung.

# 4079 Elektroventil E50 DUO

Maßzeichnung (Maße in mm)



|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Kartuschengröße (DUO) | 50 ml                                |
| Dosiergenauigkeit     | +/- 0,02 ml (Materialabhängig)       |
| Dosiergeschwindigkeit | 0,01 – 0,5 ml/s                      |
| Dosiervolumen min.    | 0,1 ml                               |
| Viskosität            | Nieder- bis hochviskose Dosiermedien |
| Außenmaße             | 529 x 148 x 79 mm                    |
| Gewicht               | 5,8 kg                               |